



Biberon transicion cuello ancho 9 oz. Options+ Rosa/Azul F. WB91604/WB91605

Biberón transición cuello ancho 9 oz. Options+ Rosa/Azul F. WB91604/WB91605 Dr. Brown

[Read More](#)

SKU:

Price: \$319

Stock: instock

Categories: [ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS](#), [Baby](#), [Biberones](#), [DrBrown's](#), [Ellas](#), [Ellos](#), [Marca](#), [New Born](#), [PRODUCTOS](#)

Product Description

Biberón transición cuello ancho 9 oz. Options+ Rosa/Azul F. WB91604/WB91605 Dr. Brown

- Incluye una botella de 270 ml + de cuello ancho, boquilla de nivel 3 y una boquilla para beber
 - La boquilla se adapta a botellas de 150 ml y 270 ml de Dr. Brown's Options+ de cuello ancho
 - Transición de botella a taza con kit de conversión de pezón a sorbo
 - Suave boquilla de silicona 100 % suave para las bocas
 - Fácil de limpiar: apto para lavavajillas (estante superior) y esterilizador; libre de BPA. 6 m
 - Para niños de 6 meses a 1 año
-



Biberon cuello ancho 9 oz. Options+ 3-pack F.WB93600

Biberón cuello ancho 9 oz. Options+ 3-pack
F.WB93600 Dr. Brown

[Read More](#)

SKU:

Price: \$779

Stock: instock

Categories: [ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS](#), [Baby](#), [Biberones](#), [DrBrown's](#), [Ellas](#), [Ellos](#), [Marca](#), [PRODUCTOS](#)

Product Description

Biberón cuello ancho 9 oz. Options+ 3-pack F.WB93600 Dr. Brown

- Su sistema de ventilación mejorado maximiza la absorción de nutrientes de la formula o leche materna.
- Reduce significativamente los cólicos y es un gran aliado en bebés con problemas de reflujo
- Lavar con agua y jabón , enjuagar y esterilizar

Biberon cuello ancho 9 oz. Options+ 2-pack F.WB92600

Biberón cuello ancho 9 oz. Options+ 2-pack
F.WB92600 Dr. Brown


[Read More](#)

SKU:

Price: \$559

Stock: instock

Categories: [ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS](#), [Baby](#), [Biberones](#), [DrBrown's](#), [Ellas](#), [Ellos](#), [Marca](#), [New Born](#), [PRODUCTOS](#)



Product Description

Biberón cuello ancho 9 oz. Options+ 2-pack F.WB92600 Dr. Brown

- El sistema de ventilación anti-cólicos está clínicamente comprobado para reducir los cólicos
 - Preserva mejor los nutrientes en la leche materna y la fórmula
 - Lavar con agua y jabón , enjuagar y esterilizar
 - Utilice el biberón con o sin sistema de ventilación interno
 - La forma similar al pecho materno logra una experiencia de alimentación natural
 - previene que se forme vacío en el biberón, disminuyendo el riesgo de padecer otitis media.
 - Libre de BPA
-